

Patient Care Solutions
Catalogue d'accessoires cliniques

Portrait™ VSM

Moniteur de signes vitaux





Mesure non invasive de la pression artérielle

GE HealthCare propose une gamme complète de tuyaux d'air à utiliser avec les moniteurs de signes vitaux Portrait VSM GE HealthCare connectés à des brassards de tension artérielle CRITIKON™. Ces tuyaux d'air sont proposés dans différentes longueurs et avec différents connecteurs pour un usage sur des patients de pédiatrie et des patients adultes. Ils sont fabriqués en latex synthétique et leur raccordement sécurisé au brassard de tension artérielle prévient les fuites d'air.



Tuyaux				
Tuyaux d'air	Patient	Longueur	Référence	Quantité
Connecteur DINACLICK™	Adulte - Enfant :	1,2 m	2058203-001	1
		3,6 m	2058203-002	
Connecteur NeoSnap	Néonatal	2,4 m	2058204-002	1
		3,6 m	2058204-003	

Pour une liste complète des brassards compatibles avec votre équipement, contactez votre représentant commercial GE HealthCare.



Brassards DURA-CUF

Les brassards CRITIKON DURA-CUF™ allient confort et durabilité. Fabriqués dans un nylon souple et résistant, ils sont pratiques et faciles à nettoyer, et leurs angles arrondis offrent un confort optimal au patient. Ils sont conçus pour être utilisés sur plusieurs patients dans des établissements de soins qui prennent en charge des cas de faible gravité.



				
Taille	Couleur	Circonférence du membre	DINACLICK À 2 TUBES CONFORME À LA NORME ISO 80369-5	Quantité
Nourrisson	Orange	8 – 13 cm	DUR-P1-2A-5S	5 brassards/ boîte
Enfant	Vert	12 – 19 cm	DUR-P2-2A-5S	
Adulte, petit	Bleu roi	17 – 25 cm	DUR-A1-2A-5S	
Adulte, petit, long	Bleu roi	17 – 25 cm	DUR-A1-2A-L-5S	
Adulte	Bleu marine	23 – 33 cm	DUR-A2-2A-5S	
Adulte, long	Bleu marine	23 – 33 cm	DUR-A2-2A-L-5S	
Adulte, grand	Bordeaux	31 – 40 cm	DUR-A3-2A-5S	
Adulte, grand, long	Bordeaux	31 – 40 cm	DUR-A3-2A-L-5S	

Assortiments			
Produit		DINACLICK À 2 TUBES CONFORME À LA NORME ISO 80369-5	Quantité
1 taille adulte petit, 1 taille adulte standard, 1 taille adulte grand		2059301-501	3 brassards/boîte
2 taille nourrisson, 3 taille enfant, 1 taille adulte petit		2059301-502	6 brassards



Brassards Soft-CUF

Les modèles CRITIKON™ SOFT-CUF™ sont nos brassards les plus utilisés. Leurs angles arrondis offrent un confort optimal au patient lors des hospitalisations de longue durée. Ils conviennent parfaitement aux patients hospitalisés pour une longue période ou dans le cadre de protocoles impliquant le déplacement fréquent du patient lors de son hospitalisation. Ces modèles économiques sont conçus pour contribuer à la prévention des infections.



				
Taille	Couleur	Circonférence du membre	DINACLICK À 2 TUBES CONFORME À LA NORME ISO 80369-5	Quantité
Nourrisson	Orange	8 – 13 cm	SFT-P1-2A-5S	20 brassards/ boîte
Enfant*	Vert	12 – 19 cm	SFT-P2-2A-5S	
Enfant, long	Vert	12 – 19 cm	SFT-P2-2A-L-5S	
Adulte, petit*	Bleu roi	17 – 25 cm	SFT-A1-2A-5S	
Adulte, petit, long	Bleu roi	17 – 25 cm	SFT-A1-2A-L-5S	
Adulte*	Bleu marine	23 – 33 cm	SFT-A2-2A-5S	
Adulte, long*	Bleu marine	23 – 33 cm	SFT-A2-2A-L-5S	
Adulte, grand*	Bordeaux	31 – 40 cm	SFT-A3-2A-5S	
Adulte, grand, long	Bordeaux	31 – 40 cm	SFT-A3-2A-L-5S	

La conception du DINACLICK permet aux cliniciens de connecter/déconnecter rapidement les brassards de tension artérielle pour patients adultes et patients de pédiatrie. Le clic permet aux utilisateurs de savoir que la connexion établie.



Assortiments		
Produit	DINACLICK À 2 TUBES CONFORME À LA NORME ISO 80369-5	Quantité
5 taille adulte petit, 10 taille adulte standard, 5 taille adulte grand	2059303-501	20 brassards

*Porte une référence spécifique suivie du suffixe « -INT » signifiant que les instructions d'utilisation (IFU) sont disponibles en plusieurs langues.



Brassards

pour nouveau-nés

Les brassards de tension artérielle pour nouveau-nés de GE HealthCare offrent une précision de mesure extrêmement fiable et un confort absolu. Disponibles en cinq tailles, ils sont fabriqués dans un matériau absorbant extrêmement doux (SOFT-CUF) ou en vinyle facile à nettoyer (CLASSIC-CUF), et sont suffisamment économiques pour être utilisés pour un seul patient tout au long de son hospitalisation. Les décors animaux et les chiffres de couleur vive de ces deux versions permettent d'identifier rapidement la taille adéquate.



Taille	Couleur	Circonférence du membre	NEO-SNAP à 2 tubes	
			CLASSIC-CUF	SOFT-CUF
1	Orange	3 – 6 cm	CLA-N1-2B	SFT-N1-2B
2	Bleu clair	4 – 8 cm	CLA-N2-2B	SFT-N2-2B
3	Vert	6 – 11 cm	CLA-N3-2B	SFT-N3-2B
4	Bleu marine	7 – 13 cm	CLA-N4-2B	SFT-N4-2B
5	Rose	8 – 15 cm	CLA-N5-2B	SFT-N5-2B

Assortiments		
Produit	NEO-SNAP À 2 TUBES	Quantité
2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5	2059305-002	20 Brassards SOFT-CUF
2 Néo n° 1, 3 Néo n° 2, 5 Néo n° 3, 5 Néo n° 4, 5 Néo n° 5	2059306-002	20 brassards CLASSIC-CUF

Les décors réels peuvent varier légèrement.




SpO₂ TruSignal

Grâce au savoir-faire hérité de Datex-Ohmeda, la technologie SpO₂ de GE HealthCare est le fruit de plus de 20 ans d'innovation. Les capteurs TruSignal™ permettent une surveillance non invasive continue de la SpO₂ et de la fréquence cardiaque. Nous proposons une large gamme de capteurs SpO₂, conçus pour offrir des performances optimales et pour garantir le confort des patients.



Câble d'interconnexion TruSignal GE HEALTHCARE

Produit	Longueur	Référence	Quantité
Câble d'interconnexion TruSignal GE HealthCare	3 m	TS-G3	1



Capteurs réutilisables


Capteurs	Patient	Poids du patient	Longueur	Référence	Quantité
TruSignal Capteur de doigt	Adulte, enfant	≥ 20 kg	1 m	TS-F-D	1
TruSignal Capteur FingerTip	Enfant	15 – 30 kg	1 m	TS-SP-D	1
	Adulte	> 30 kg	1 m	TS-SA-D	
Capteur d'oreille TruSignal	Adulte, enfant	≥ 10 kg	1 m	TS-E-D	1
Capteur TruSignal pour peau sensible	Adulte, enfant, nourrisson, nouveau-né	Aucune limite	1 m	TS-SE-3	3

Capteurs réutilisables intégrés (aucun câble d'interconnexion requis)



Capteurs	Patient	Poids du patient	Longueur	Référence	Quantité
Capteur de doigt réutilisable	Adulte/enfant	>20 kg	4 m	TS-F4-GE	1
Capteur FingerTip	Adulte	>30 kg	4 m	TS-SA4-GE	1
Capteur PediTip	Enfant	15-30 kg	3 m	TS-SP3-GE	1
Capteur d'oreille	Adulte/enfant	>10 kg	4 m	TS-E4-GE	1

Capteurs jetables




Capteurs	Patient	Poids du patient	Longueur	Référence	Quantité
Capteur adhésif	Adulte	≥ 20 kg	0,3 m	TS-AAW-10	10
				TS-AAW-25	25
Capteur adhésif	Enfant	3 – 20 kg	0,3 m	TS-PAW-10	10
				TS-PAW-25	25

SpO₂


Nellcor OxiMax



Câbles d'interconnexion Nellcor			
Produit	Longueur	Référence	Quantité
Câble d'interconnexion avec connecteur Nellcor OxiMax	3 m	2021406-001	1
	1,2 m	2021406-002	



Capteurs Nellcor réutilisables					
Capteurs	Référence du fabricant	Patient	Poids du patient	Référence	Quantité
Sonde pour doigt DuraSensor	DS 100A	Adulte	< 30 kg	70124021	1
Capteur enroulable	OXI-P/I	Enfant/Nourrisson	3 – 40 kg	414248-001	1 capteur avec 50 bandes adhésives




Capteurs Nellcor jetables					
Capteurs	Référence du fabricant	Patient	Poids du patient	Référence	Quantité
Capteur de doigt	MAX-A	Adulte	> 30 kg	70124027	24
Capteur	MAX-N	Adulte	> 40 kg	70124032	24
		Nouveau-né	< 3 kg		

SpO₂ Masimo



Câble d'interconnexion Masimo			
Produit	Longueur	Référence	Quantité
Câble RD SET	3,6 m	MASIMO-RD-4085	1
Câble LNCS	3 m	2027263-002	1



2027253-001



Capteurs jetables					
Capteurs	Référence du fabricant	Patient	Poids du patient	Référence	Quantité
Capteur de doigt LNCS	LNCS NEO	Nouveau-né	< 3 ou > 40 kg	2051069-001	20
	LNCS Adtx	Adulte	> 30 kg	2027253-001	
Capteur de doigt RD SET	RD SET Adt	Adulte	> 30 kg	MASIMO-RD 4000	20
	RD SET Neo	Nouveau-né/adulte	< 3 ou > 40 kg	MASIMO-RD 4003	



2027258-001



2027259-001



Capteurs réutilisables					
Capteurs	Fabricant référence	Patient	Poids du patient	Référence	Quantité
Capteur de doigt	LNCS DC-I	Adulte	> 30 kg	2027258-001	1
	LNCS DC-IP	Enfant	10 – 50 kg	2027259-001	
Capteur d'oreille TipClip	LNCS TC-I	Adulte	> 30 kg	2027261-001	1
Capteur de doigt RD SET	RD SET DCI	Adulte	> 30 kg	MASIMO-RD-4050	1
	RD SET DCI-P	Enfant	10 – 50 kg	MASIMO-RD-4051	



Température

Le moniteur Portrait VSM peut être accompagné au choix du thermomètre Welch Allyn SureTemp, du thermomètre Exergen TemporalScanner™, du thermomètre Welch Allyn® SureTemp® ou du thermomètre à infrarouge sans contact HeTaiDa.

Accessoires de mesure de la température Welch Allyn

Description	RÉFÉRENCE GE HealthCare	Référence du fabricant	Quantité
Thermomètre buccal Welch Allyn – câble de 2,7 m avec puits de sonde	2068729-002	02895-000	1
Thermomètre rectal Welch Allyn – câble de 9 pieds avec puits de sonde	2068729-003	02895-100	1
Couvre-sondes Welch Allyn, jetables, 1 000 pièces	2068729-004	02895-101	25/boîte
Couvre-sondes Welch Allyn, jetables, 10000 pièces	2068729-005	02895-110	25/boîte

Les accessoires de mesure de la température Welch Allyn sont uniquement disponibles à la vente sur le point de vente ou auprès du fabricant.

Accessoires de mesure de la température Exergen

Description	RÉFÉRENCE GE HealthCare	Référence du fabricant	Quantité
Capuchons de protection, Exergen	EX134203	EX134203	1000/boîte
Capuchons de protection, Exergen	EX134205	EX134205	5000/boîte
Capteur, Exergen TAT, mesure artérielle, °C, USB, blanc (TAT5000S-USB-GE2)	5921583	124227-AC-GE	1
Capteur, Exergen TAT, mesure buccale, °C, USB, blanc (TAT5000S-USB-GE2)	5921585	124227-OC-GE	1
Capteur, Exergen TAT, mesure artérielle, °C, USB, bleu (TAT5000S-USB-GE)	2044860-014	124261	1
Capteur, Exergen TAT, mesure buccale, °C, USB, bleu (TAT5000S-USB-GE)	2044860-016	124263	1

Les accessoires de mesure de la température Exergen sont uniquement disponibles à la vente sur le point de vente ou auprès du fabricant.

Thermomètres sans contact HeTaiDa

Description	RÉFÉRENCE GE HealthCare	Référence du fabricant	Quantité
Thermomètre corporel infrarouge – CE	5919859	HTD8808C (CE)	1

Les accessoires de mesure de la température HeTaiDa sont uniquement disponibles à la vente sur le point de vente ou auprès du fabricant.



Accessoires

Papier et lecteur de codes-barres

Papier d'enregistrement de la température

Description	RÉFÉRENCE GE HealthCare	Quantité
Papier d'enregistrement de la température 50 mm x 27,4 m, blanc	2106823-001	48 rouleaux

Lecteur de codes-barres

Description	RÉFÉRENCE GE HealthCare	Référence du fabricant	Quantité
Lecteur de codes-barres USB compact et câble extensible de 2,4 m, code	5813075	CR1500-K101-C508F-C241	1
Lecteur de codes-barres USB Honeywell 1470 G, câble extensible de 3 m	5942351	470G2D-5USB-MS	0

MENTIONS LEGALES

Moniteur de paramètres vitaux Portrait VSM

Utilisation prévue : Le moniteur de paramètres vitaux Portrait VSM est destiné à surveiller les paramètres vitaux d'un patient dans un environnement hospitalier ou durant un transport intra-hospitalier.

Le paramètre de pression non invasive par oscillométrie est destiné à mesurer les pressions systolique, diastolique et pression artérielle moyenne.

L'oxymétrie de pouls GE TruSignal, en option, et ses accessoires sont destinés à la mesure continue et non invasive de la saturation périphérique en oxygène (SpO2) et de la fréquence pulsatile chez les patients adultes, pédiatriques ou néonataux (y compris la surveillance pendant les conditions de mouvement clinique du patient ou de faible perfusion).

L'oxymétrie de pouls Masimo SET, en option, et ses accessoires sont destinés à la mesure continue et non invasive de la saturation périphérique en oxygène (SpO2) et de la fréquence pulsatile chez les patients adultes, pédiatriques ou néonataux (y compris la surveillance pendant les conditions de mouvement clinique du patient ou de faible perfusion).

L'oxymétrie de pouls Nellcor, en option, et ses accessoires sont destinés à la mesure continue et non invasive de la saturation périphérique en oxygène (SpO2) et de la fréquence pulsatile chez les patients adultes, pédiatriques ou néonataux (y compris la surveillance pendant les conditions de mouvement clinique du patient ou de faible perfusion).

Le thermomètre électronique Welch Allyn SureTemp Plus, en option, est destiné à mesurer une température orale, axillaire ou rectale chez les patients adultes ou pédiatriques.

Le thermomètre Exergen TemporalScanner, en option, est destiné à la détermination intermittente de la température corporelle humaine chez les patients de tous âges.

Le thermomètre HeTaiDa, en option, est destiné à la détermination intermittente de la température corporelle humaine chez les patients de tous âges.

Une connexion WIFI est fournie pour transmettre les données cliniques dans de nombreux systèmes d'information hospitaliers.

Une connexion filaire aux dispositifs d'alarme à distance est disponible en option. Elle est destinée à compléter les alarmes visuelles et sonores et ne remplace pas la nécessité de la présence d'un soignant.

L'appareil portable est conçu pour être utilisé dans les hôpitaux et les établissements de type hospitalier. Le Portrait VSM peut également être utilisé dans des zones satellites ou dans d'autres contextes de soins.

Le moniteur de paramètres vitaux Portrait VSM est destiné à être utilisé sous la supervision directe d'un professionnel de santé agréé.

Le moniteur de paramètres vitaux Portrait VSM n'est pas destiné à être utilisé pendant un examen IRM

« Portable » fait référence à la capacité du moniteur de paramètres vitaux Portrait VSM à être facilement déplacé par le soignant, par exemple avec un pied roulant.

Classe : IIb

Fabricant : GE Medical Systems Information Technologies Inc.

Organisme notifié : TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)

Référez-vous toujours au manuel d'utilisation complet avant utilisation et lisez attentivement toutes les instructions pour assurer la bonne utilisation de votre dispositif médical

Dernière révision: 14 Août 2023

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent être soumis à des réglementations gouvernementales et ne pas être disponibles dans certains pays. L'expédition et la vente de ce produit nécessitent l'approbation préalable de l'organisme de réglementation. Contactez votre représentant GE HealthCare pour plus d'informations.

©2024 GE HealthCare. CARESCAPE, CRITIKON, DURA-CUF, SOFT-CUF, CLASSIC-CUF, DINACLICK, Neo-Snap, Portrait et TruSignal sont des marques commerciales de GE HealthCare. Nellcor et OxiMax sont des marques commerciales d'une filiale de Medtronic. Masimo et SET sont des marques commerciales de Masimo Corporation. Exergen et TemporalScanner sont des marques commerciales de Exergen Corporation. Welch Allyn et SureTemp sont des marques commerciales de Welch Allyn. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. GE est une marque commerciale de General Electric Company utilisée sous licence.

JB02993FR 11/2024